


Tobrix Radialfaser sicher- leistungsfähig- wirksam

Radial emittierende Fasern, in der Kombination mit 1470 nm Laser, haben eine nachgewiesene Wirkung und so auch Bedeutung in der invasiven Therapie der Krampfadern. Durch die Anwendung der radialen Fasern wird einer der niedrigsten postoperativen Ausmaß an Schmerzen erreicht und zeitgleich eine wirkungsvolle Laserheilung erzielt. Die Tobrix Radialfaser behaupten sich gegen andere auf dem Markt verfügbaren Fasern vor allem durch ihre besonderen Eigenschaften. Dank dem atraumatischen Ende der Faser und der Bezeichnung der Fasern, 16 G Venflon oder des 5 Fr Mikroeinweisers, ist ein sicherer Zugang in die Vene möglich und eine wirksame Kontrolle beim Zurückziehen der Faser möglich.

Tobrix Radialfasern sind in der Übereinstimmung mit den höchsten Standards der Qualität erzeugt. Eine strenge Einhaltung der eng produzierten Toleranzen erlauben dem Operateur eine sichere und bequeme Arbeit mit einem qualitativ hochwertigen Instrument.

Verfügbar sind zwei Größen: 600 µm mit einer 1,6 mm Kapillare und 400 µm mit einer 1,25 mm Kapillare. Die Faser mit der Breite von 600 µm kann mit dem Mikroefführerset 5 Fr benutzt werden. Die Faser mit der Breite von 400 µm kann mit dem Mikroefführerset 4 Fr, oder 5 Fr, oder mit 16 G IV Kanüle (Venflon) benutzt werden. Das Vorgehen mit der 16G IV Kanüle ist noch einfacher und schneller.

Tobrix Radialfasern werden allen Anforderungen, die für die Sicherheit und den richtigen Vorgang notwendig sind, gerecht. Die 400 µm Faser hat einen Touhy Borst Squeeze Adapter um ein vorläufiges Fixieren der Faser bei der Benutzung der 16 G IV Kanüle zu sichern.



REFTXMF600R Radiaal fiber regular Core diameter: 600 µm Capillary diameter 1.6 mm	REFTXMF400R Radiaal fiber slim Core diameter: 400 µm Capillary diameter 1.2 mm
Beam profile: Radially emitting Length: 2,5 m +/- 0.2 m Markings: 1 cm and 10 cm, warning marking at 14 cm Transmission properties: NA= 0,22, Wavelength 800 nm to 1500 nm. Connector: SMA905 with blue extender and bend protector Packaging: on unwind protector, double bag, sterile (ETO)	

